

MED+CARE

Disinfecting WIPES

Kills 99.9% of
Bacteria & Viruses
(in 30 seconds/
up to 2 minutes)

Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes

Toallita desinfectante limpiador de peróxido de hidrógeno

- Bactericidal, Virucidal; Tuberculocidal
- Compatible with Equipment Surfaces
- Formulated with Hydrogen Peroxide Technology

- One-Step Disinfectant Cleaner
- No Harsh Chemical Fumes
- Non-Corrosive
- Non-Flammable



ACTIVE INGREDIENT:

Hydrogen Peroxide1.4%
Other Ingredients98.6%
TOTAL.....100.0%

INGREDIENTE ACTIVO:

Peróxido de Hidrógeno1.4%
Otros Ingredientes98.6%
TOTAL.....100.0%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION: See back panel for additional precautionary statements

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN: Consulte el panel posterior para ver declaraciones de precaución adicionales.

BLEACH AND AMMONIA FREE



155 Premoistened Regular Wipes • 5.75" x 7.75" (14.6 cm x 19.7 cm) • NET WT 1 lb 11.8 oz (789 g)

DIRECTIONS FOR USE: To open package, pull out wipe from center of roll. Next sheet pops up automatically. Close lid to retain moisture.

DISINFECTION: This product cleans and disinfects hard, nonporous medical surfaces in one step with no rinsing required.

TO CLEAN AND DISINFECT HARD, NONPOROUS SURFACES: Wipe surfaces until completely wet. Allow this product to remain wet for contact time listed on label. Let air dry. For heavily soiled areas, a precleaning is required.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. **FIRST AID:** If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. Call the poison control center at 1-800-222-1222 or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

Storage and Disposal: Store this product in a cool, dry area, away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Dispose of wipe in trash after use. Do not flush. Do not reuse or refill except as described in the directions for use. Refill only with this product. Recycle empty container or discard in trash.

DIRECCIÓN DE USO: Para abrir el paquete, saque la toallita del centro del rollo. La siguiente hoja aparece automáticamente. Cierre la tapa para retener la humedad.

DESINFECCIÓN: Este producto limpia y desinfecta las superficies médicas duras y no porosas en un solo paso sin necesidad de enjuagar.

PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES DURAS Y NOPORASAS: Limpie las superficies hasta que estén completamente húmedas. Permita que este producto permanezca húmedo durante el tiempo de contacto que figura en la etiqueta. Deje secar al aire. Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza previa.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN: RIESGOS PARA LOS HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRECAUCIÓN: Causa irritación ocular moderada. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si está en los ojos: mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando. Llame al centro de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222 o al médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico o cuando vaya a recibir tratamiento.

Almacenamiento y eliminación: Almacene este producto en un área fresca y seca, lejos de la luz solar directa y el calor para evitar el deterioro. Deseche la toallita en la basura después de su uso. No enjuagar. No reutilice ni rellene excepto como se describe en las instrucciones de uso. Rellene solo con este producto. Recicle el recipiente vacío o deséchelo en la basura.

BACTERIA	KILL TIME	VIRUS	KILL TIME
Acinetobacter baumannii (multidrug-resistant)	1 min	Avian influenza A virus	30 sec
Enterobacter aerogenes	30 sec	Cytomegalovirus	30 sec
Enterococcus faecalis (vancomycin-resistant) (VRE)	30 sec	Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)	30 sec
Enterococcus faecium (multidrug-resistant)	30 sec	Herpes simplex virus type 2 (HSV-2)	30 sec
Escherichia coli	30 sec	Human Hepatitis B virus (HBV)	30 sec
Escherichia coli ESBL	30 sec	Human Hepatitis C virus (HCV)	30 sec
Escherichia coli New Delhi Metallo-Beta Lactamase-1 (NDM-1)	30 sec	Human coronavirus	30 sec
Escherichia coli O157:H7	30 sec	Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)	30 sec
Klebsiella pneumoniae (carbapenem-resistant)	30 sec	Influenza A virus (H1N1)	30 sec
Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase-1 (NDM-1)	30 sec	Influenza A virus (Hong Kong)	30 sec
Klebsiella pneumoniae ESBL	30 sec	Influenza B virus	30 sec
Klebsiella pneumoniae (multidrug-resistant)	30 sec	Respiratory Syncytial virus (RSV)	30 sec
Pseudomonas aeruginosa	30 sec	Rhinovirus	1 min
Salmonella enterica	30 sec	Rotavirus	1 min
Staphylococcus aureus	1 min	Norovirus	2 min
Staphylococcus aureus (linezolid-resistant) (LRS)	1 min	SARS-COV-2 (a COVID-19 related virus)	2 min
Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) (MRSA) (ATCC 33591)	1 min		
Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) (MRSA) (ATCC 33592)	1 min		
Staphylococcus aureus (community-assoc. methicillin-resistant) (CA-MRSA) (USA 300)	1 min		
Stenotrophomonas maltophilia	30 sec		
Streptococcus pneumoniae (penicillin-resistant)	30 sec		
Streptococcus pyogenes	30 sec		

FOAM PRODUCTS CORPORATION

foamproducts.com | 800-526-3626
350 Beamer Road
Calhoun, Georgia 30701



Med Care Disinfecting Wipes