

AQUASKIN Multifuncional Facial 8 en 1

Funciones

- **PALETA ULTRASONICA**

Principio: vibración ultrasónica fuerte de 28 kHz, exfoliación, desecho facial; eliminación de sustancias tóxicas y bacterias en la epidermis; promueve la circulación sanguínea, aumenta la elasticidad de la piel, mejora el efecto de las cicatrices y la eliminación del acné

- **ULTRASONIDO CONTORNO DE OJOS**

Principio: promueve la circulación sanguínea y mejora la regeneración celular a través de ondas ultrasónicas de frecuencia especial; 1 millón de veces por segundo de amplitud para quemar grasa; promueve la reparación celular dañada y promueve la producción de proteínas

- **IONIZADOR FACIAL**

Principio: penetrar en el cuerpo humano Microcorriente de 1 mA: penetrar los ingredientes efectivos en la piel, eliminar la suciedad y los cationes de la piel, estimular de forma cruzada la dermis, presionar los puntos de acupuntura y lograr efectivamente la onda eléctrica para mejorar el efecto de estiramiento de la piel.

- **RADIOFRECUENCIA FACIAL**

Función: posicionamiento para calentar el tejido, la dermis se vuelve más gruesa, las arrugas se vuelven más superficiales o desaparecen, la forma de colágeno subcutáneo se reorganiza, se produce nuevo colágeno y la piel se vuelve más tensa.

- **PISTOLA DE SPRAY OXIGENO**

Principio: El dispositivo de inyección de oxígeno usa solo 21% de oxígeno en el aire para purificar más del 97% de oxígeno puro médico, luego lo libera bajo una presión de 0.2 Pa e inyecta en nuestra piel a través del instrumento.

- **ULTRASONIDO FACIAL**


Principio: utilice la sonda ultrasónica para masajear la cara y disolver las células grasas. La energía eléctrica genera ondas ultrasónicas: las vibraciones de alta frecuencia transmiten ondas ultrasónicas; se transmiten en forma de onda continua o pulsada, y se genera calor fuerte y se convierte en energía térmica.

- **CABEZAL FRIO-CALOR**

Función: aproximadamente 10 grados centígrados ayuda a la firmeza de la piel, mantiene la elasticidad, reduce los poros, reduce las arrugas, reduce el enrojecimiento de la piel, la hinchazón y el dolor, y resiste el crecimiento repetido del acné. Alrededor de 42 grados pueden ayudar a relajar los músculos, estimular la circulación sanguínea y acelerar las toxinas faciales, los puntos negros y la suciedad durante la limpieza profunda.

- **PINZAS DE IONIZACION**

Función: utilizando una máscara facial biológica de microcorriente para introducir rápidamente nutrientes en la piel en 15 minutos.



ACCESORIOS

- Radiofrecuencia Bipolar
- Cabecal de Hydradermabrasión
- Cabecal de hydra abrasión con puntas de diamante
- Oxígeno pistola con pulverizador
- 4 Cabecal de
- Unidad Equipo



Hugo Beltran
3044050547



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

Para que esta indicada

- Puntos negros.
- Espinillas.
- Acné.
- Celulas muertas o suciedad.
- Ciatrices de acné
- Manchas cutaneas.
- Limpieza de secreción sebácea
- Arrugas
- Procesos inflamatorios
- Cicatrización
- Post operatorios
- Masaje terapéutico
- Rejuvenece la piel dañada por el sol: rostro, cuello, hombros, espalda, brazos y piernas.
- Reducir las manchas de la edad
- Minimizar la coloración de la piel con manchas
- Reducir el acné y las cicatrices superficiales de lesiones pasadas
- 5 Eliminar las espinillas y los puntos blancos
- 6.Reducir la piel grasa
- 7.Mejorar la salud general de la piel

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir autorización a su doctor
- Accutane (si se utiliza en el último año)
- Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
- Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
- Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
- Alergia
- Epilepsia (Terapia LED)
- No se debe aplicar en Áreas sensibles
- No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Características tecnicas

voltaje de entrada	AC 110-120 V
Potencia de la paleta Ultrasonica	22w
Potencia pistola de oxígeno	35w
Potencia US contorno de ojos	25w
Potencia Radiofrecuencia Facial	37w
Potencia máxima de microcorriente	15w
Potencia del martillo frío y caliente	32w
Potencia Ultrasonido Facial	25w
Medidas Embalaje	43X36X112 cm
Peso	12 Kg

