



ASTM D445

Baño de Viscosidad de uso general (Dos modelos):

Rango: ...120°C/...248°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste $\pm$: 0.1°C (opcional 0.01°C)
Estabilidad $\pm$: 0.02 k
Calefacción: 1400 W
Calefactores: 1
Volumen Baño: 25 L
Cantidad de Tapas: 4
Ventana: 230 x 300 mm
Apertura de baño: 185 x 155 mm
Apertura de tapa: $\varnothing$ 51 mm
Profundidad de baño: 300 mm
TV2500 REF 19T1003 (230V/50-60Hz) •
REF 19T1004 (115V/60Hz)



TV2500



TV2500 for ASTM
D1298

Medidor automático de viscosidad : TV2000AKV

Rango: ...130°C/...266°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste $\pm$: 0.1°C
Compensación: 0.01°C
Estabilidad $\pm$: 0.01 k
Calefacción: 2800 W
Calefactores: 3
Volumen Baño: 20 L
Cantidad de Tapas: 1
Ventana: 140 x 285 mm
Apertura de baño: 130 x 165 mm



TV2000AKV

TV2000AKV REF 00T0820 (230V/50-60Hz) •
REF 00T0830 (115V/60Hz)

Pequeño y preciso Baño Viscosímetro: TV12

Rango: ...120°C/...248°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste $\pm$: 0.01°C
Compensación: 0.01°C
Estabilidad $\pm$: 0.005 k
Calefacción: 1280 W
Calefactores: 2
Volumen Baño: 12; 15 L
Cantidad de Tapas: 4
Ventana: 140 x 285 mm
Apertura de tapa: $\varnothing$ 51 mm
Apertura de baño: 248 x 73 mm
Profundidad de baño: 300 mm



TV12

TV12 REF 00T0400 (230V/50-60Hz) •
REF 00T0405 (115V/60Hz)

Baño de viscosidad de baja Temperatura : TV12LT

Rango: -40 +...20°C/-40 +...68°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste $\pm$: 0.01°C
Compensación: 0.01°C (opcional 0.005°C)
Estabilidad $\pm$: 0.01 k
Calefacción: 1280 W
Calefactores: 2
Volumen Baño: 15... 18 L
Cantidad de Tapas: 4
Ventana: 255 x 230 mm
Apertura de tapa: $\varnothing$ 51 mm
Apertura de baño: 248 x 112 mm



TV12LT

TV12LT REF 00T0410 (230V/50Hz) • REF
00T0420 (230V/60Hz) • REF 00T0415
(115V/60Hz)



PM Tamson Instruments

est. 1978



ASTM D445

Baño de viscosidad de baja Temperatura 70 LT

Rango: -40 +...100°C/-40 +...212°F

Medición: Estándar en °C, °F requerido

Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304

Ajuste $\pm$: 0.01°C

Compensación: 0.01°C

Estabilidad $\pm$: 0.02 °C

Calefacción: 2000 W

Calefactores: 2

Volumen Baño: 70 L

Cantidad de Tapas: 4 +3 (4+4 opcional)

Ventana: 270 x 585 mm

Apertura de tapa: Ø 51 mm

Apertura de baño: 260 x 240 mm

Profundidad de baño: 600 mm



TV7000LT REF 00T0450
(230V/50Hz)

Baño de viscosidad de muy baja Temperatura

Rango: -80 +...60°C/-130 +...140°F

Medición: Estándar en °C, °F requerido

Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304

Ajuste $\pm$: 0.1°C

Compensación: 0.1°C

Estabilidad $\pm$: 0.02 k

Calefacción: 1500 W

Calefactores: 1

Volumen Baño: 25 L

Cantidad de Tapas: 3

Ventana: 270 x 585 mm

Apertura de tapa: Ø 51 mm

Apertura de baño: Ø 161 mm

Profundidad de baño: 400 mm



TLV25
TLV25 REF 00T0650 (230V/50-60Hz) •
REF 00T0780 (115V/60Hz)



PM Tamson Instruments