

¿Qué es EMSculpt?

EMSCULPT es el único procedimiento que ayuda a las mujeres y los hombres a desarrollar músculo y esculpir el cuerpo. Además, EMSculpt entrega el primer procedimiento no invasivo del mundo para levantamiento de glúteos.

¿Cómo funciona?

Emsculpt genera un campo electromagnético único que penetra la piel para impactar en el tejido muscular y la grasa abdominal.

La energía provoca casi 20.000 contracciones musculares supramáximas por sesión, algo que no puede llegar a lograrse en un gimnasio. Para ello, este dispositivo contrae los músculos con HIFEM (energía electromagnética focalizada de alta intensidad).

Cuando el tejido muscular recibe las contracciones, los músculos comienzan a responder a este movimiento.

Al mismo tiempo, el cuerpo también se activa y quema grasas para alimentar a los músculos y que puedan mantener el movimiento.

Y todo esto simplemente acostándose en una camilla durante el tratamiento. ¡Sin agujetas ni esfuerzos físico!

Cuál es el tiempo de tratamiento?

20-30 minutos de tratamiento con un mínimo de 4 sesiones programadas con 2-3 días de diferencia. Tu proveedor te ayudará a crear un plan de tratamiento adaptado a tus metas específicas.

La salida de 7 Tesla por aplicador permite una energía magnética de alta intensidad que cubre grupos musculares enteros y permite una profunda remodelación muscular.



ACCESORIOS

- 2 Cabezales
- Cable de poder
- Pantalla Touch Screen

Hugo Beltran
3044050547



Oficina
(1) 7039428



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.



LOS BENEFICIOS DE EMSCULPT

Los estudios clínicos en más de 200 pacientes han reflejado la eficacia de Emsculpt para mejorar el aspecto del abdomen y glúteos:

16%

aumento medio de masa muscular*

19%

reducción media de la grasa*

96%

pacientes satisfechos con resultados en el abdomen*

80%

pacientes satisfechos con resultados en glúteos*

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir autorización a su doctor
- Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
- Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
- Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
- Alergia
- Epilepsia
- No se debe aplicar en Áreas sensibles
- No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Características técnicas

La tecnología	Entrenador de músculos electromagnéticos de alta intensidad.
Función	Estimulador muscular ,Cuerpo Adelgazante quemador de grasa
Contracción muscular	20.000 veces en 30min
Manijas	2 asas
Potencia	1500W
intensidad de Salida	7 Tesla
Tensión de	110V/120V 50-60Hz
Tamaño de embalaje	57X57X52cm
Peso	30kg
Voltaje	AC100-110, 220-230v, 50-60 Hz



- 1.Touchscreen
- 2.Distilled water inlet
- 3.Overflow
- 4.Distilled water outlet
- 5.Accessories frame
- 6.USB jack
- 7.General power switch
- 8.Power supply line jack
- 9.Dust filter uet



Before

After the fifth treatment

After the eighth treatment



Before

after

Before

After