

Radiofrecuencia Portátil 5 Mhz

Equipo de radiofrecuencia multipolar que permite acceder a las capas más profundas de la dermis para mejorar el tono de la piel y su elasticidad de forma no invasiva. Equipado con 3 sondas para cara, manos y cuerpo.

En que consiste

La máquina de belleza de radio frecuencia multipolar, emite ondas de calor RF que penetran la capa de piel en profundidad. Este procedimiento no invasivo usa ondas RF para inducir calor y penetrar la profundidad de la Dermis. Estimulando la ionización y movimientos rápidos o vibración de partículas coloidales. Esta fricción producirá energía que calienta el colágeno de los tejidos en la profundidad de la dermis.

Cuales son los efectos

- El drenaje linfático, lo cual permitirá disminuir los líquidos y las toxinas en el que se encuentran embebidos los adipocitos del tejido afecto de celulitis.
- Un aumento de la microcirculación en la zona que permitirá mejorar tanto el metabolismo tanto del tejido graso subcutáneo como el aspecto de la piel acompañante.
- La formación de nuevo colágeno, tanto en la piel como en el tejido subcutáneo, permitiendo que toda la estructura adquiera firmeza gracias a la reorganización de los septos fibrosos y el engrosamiento dérmico adyacente.
- Y por último tras la agresión controlada con retracción del tejido hay una respuesta inflamatoria que se verá acompañada de migración y proliferación de fibroblastos, lo cual reforzará aún más la estructura de colágeno, dando como resultado un rejuvenecimiento de la zona tratada.



ACCESORIOS

- Unidad principal
- Cabezal facial
- Cabezal Corporal



Hugo Beltran
3044050547



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

Para que esta indicada

- Flacidez
- Celulitis
- Graza localizada
- Arrugas

Contraindicaciones

- Embarazo.
- Presencia de Metales en la piel debidos a implantes de hilos de oro o a tatuajes que aportan metales en sus pigmentos.
- Marcapasos.
- Patologías cutáneas, heridas o intolerancias especiales.

Tratamientos (sesiones)

- Con 1 o pocas sesiones obtendremos un tratamiento flash corporal, notaremos un efecto inmediato de piel saludable y ligera atenuación de celulitis que se mantendrá durante unos días.
- Con 10 a 18 sesiones corporales tratamos la zona en profundidad, notaremos el mismo efecto flash en cada sesión pero ahora, de forma acumulativa, encontraremos los resultados a largo plazo. Tras las primeras 3 semanas de haber finalizado las sesiones ocurre el primer ciclo de regeneración celular, que se extiende hasta los 8 meses en los que finaliza.

Características tecnicas

Medidas y peso	Medidas de embalaje (cm)	:28*28*13 cm
	Peso bruto (kg)	4,3
Características tecnicas	Potencia maxima de entrada	75 W
	Tensión	110-120 ~V
	Frecuencia de entrada	50 Hz-60 Hz
	Frecuencia de salida	5 MHz (onda sinusoidal)

