

Cavitación Portátil

Esta máquina puede eliminar de forma efectiva el tejido graso. Este producto tiene un cabezal de ultrasonidos que emite vibraciones ultrasónicas a 40.000 Hz. Esta máquina produce un elevado número de bolsas de vapor de aire de vacío dentro y fuera de las células llegando un momento que por diferencias de presión y temperatura implosionan causando la rotura de la membrana del lipocito y por consiguiente liberando la grasa que pasa de ser un diglicérido a un triglicérido emulsionado que mediante la evacuación por el sistema linfático se elimina. La liposucción ultrasónica destruye la célula de forma definitiva sin deteriorar las estructuras adyacentes

En que consiste

La cavitación es un equipo que usa ondas ultrasónicas focalizadas en las capas subcutáneas afectando la grasa de manera selectiva, sin afectar tejidos periféricos.

Se logra así la permeabilización de la membrana celular del adipocito, la liberación del contenido lipídico hacia el líquido intersticial, la liberación del contenido lipídico hacia el líquido intersticial. El contenido emulsionado, pasa a la circulación linfática, luego al torrente circulatorio, para luego ser eliminado metabólicamente por el hígado.

Cuales son los efectos

La cavitación es una técnica no quirúrgica para eliminar la grasa localizada mediante el uso de ultrasonidos de baja frecuencia, que se aplican sobre la zona donde se concentra la grasa para disolver las células adiposas desde su interior. Posteriormente la grasa se elimina con la orina o a través del sistema linfático. Esta técnica se utiliza para eliminar la piel de naranja y la piel de colchón devolviendo el aspecto normal a la piel de las zonas tratadas, al tiempo que mejora la circulación, se eliminan toxinas y aumenta el tono y la elasticidad de los tejidos.



ACCESORIOS

- Cabezal de cavitacion
- Unidad principal
- Cable de poder



Hugo Beltran
3044050547



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

Contraindicaciones

- Cáncer
- Enfermedades graves autoinmunes
- Colesteronemia
- Marcapasos o prótesis metálicas
- Enfermedades activas en la piel a tratar
- Epilepsia
- Patologías auditivas
- Enfermedades cardíacas
- Lactancia y embarazo
- Enfermedades hepáticas y/o renales
- Hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia

Tratamientos (sesiones)

Dependerá de la superficie de la zona y del acumulo de grasa pero pueden ser entre 1o y/o 20 sesiones.

Características tecnicas

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Medidas y peso | Medidas de embalaje (cm) | 34*26*10.5 cmts |
| Características tecnicas | Tensión | 110-120 ~V |
| | Frecuencia de trabajo | 40 KHz |
| | Energía | 1-3w/cm2 |
| | Funcionalidad | 500mbar-060mbar |
| | Superficie activa | 14cm2 |

