

## Dermapen Dr Pen Ultima A-7

### En que consiste

La terapia Derma Pen, denominada mesoterapia con microagujas, introduce directamente el elemento activo cosmético o la nutrición en el hipodermo para el cuidado de la belleza personal. Derma Pen adopta el motor de nuevo estilo para vibrar verticalmente hacia arriba y hacia abajo, penetrar la cutícula y producir muchos súper microcapilares para introducir elementos de manera útil. Derma Pen puede perforar la piel a fondo sin dolor. El tambor de agujas puede intercambiarse aleatoriamente. La operación es segura, conveniente, saludable y sencilla. Es una aplicación avanzada en el área de la belleza. Podemos ajustar la longitud de la aguja libremente para que la cabeza de la aguja pueda tratar diferentes artículos de belleza. El rodillo de dermis tradicional tiene un solo tamaño para la cabeza del rodillo y no puede resolver los requisitos para tratar diferentes artículos de belleza al mismo tiempo.

### ¿Lo que el dr. Pen ULTIMA A-7 puede hacer?

- 1. Anti-hinchazón.
- 2. Eliminación de cicatrices, incluida la eliminación o el tratamiento de cicatrices de acné.
- 3. Eliminación de cicatrices de acné, tratamiento de cicatrices de acné.
- 4. Tratamiento antiarrugas, antienvjecimiento.
- 5. Tratamiento de la caída del cabello o restauración del cabello.
- 6. Eliminación de cicatrices quirúrgicas.
- 7. Tratamiento de hiperpigmentación.



Hugo Beltran  
3044050547

Oficina  
(1) 7039428



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97  
Centro comercial Plaza  
Aventura  
Bogotá D.C.

## Características técnicas

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| De entrada y salida   | AC 100 ~ 120V - 50 ~/60Hz<br>DC 5V 1000MA                  |
| Adaptador             | 5V 1000mA                                                  |
| Agujas que puede usar | 9,12 de 24,36 42 nano                                      |
| Longitud de la aguja  | 0,25-2.0mm                                                 |
| Modo de potencia      | con cable                                                  |
| Control de velocidad  | 5 niveles                                                  |
| Agujas material       | Tipo Bayoneta en Acero inoxidable<br>y aleación de titanio |
| Tamaño 126*23(mm)     |                                                            |
| Paquete 170*130*60mm  |                                                            |
| RPM                   | 7.000 - 15.000                                             |

