

Hydrafacial BLUE ICE

7 En 1

Funciones

- **ANALISADOR DE PIEL**

Las ventajas de la piel sistema analizador de

1. reconocimiento de cara inteligente (deslizar tu cara a iniciar sesión)
2. inteligente diagnóstico (el sistema automáticamente analiza los resultados de la prueba)
3. ocho Grandes de detección de artículos: las arrugas de los poros de color puntos de rugosidad de contenido de sensibilidad la humedad y el acné
4. de 10 Megapíxeles macro DE LA CÁMARA
5. 3 espectral de la tecnología de imagen estándar (luz blanca-polarizadas Luz la luz UV estos tres espectro para la piel o el cuero cabelludo de la superficie de la capa dermis pelo folículo poro escanear Detección de En particular en luz ultravioleta utilizado para folículo del pelo de detección puede determinar con precisión el grado de folículo de cabello fondo
6. de alta resolución y alta resolución diagnóstico (resolver los clientes facial problemas y cuidado)7
7. G nube de interconexión (preste atención a la pequeña programa introduzca el número del miembro para ver la nube de detección de resultado informe)
8. de alta calidad 6 de sondas integral (solución de problemas de la piel la detección oportuna y de enfermería)
9. rendimiento de alto costo (relativa en el mercado de detección de instrumento en relación con el mercado de la piel de instrumento la combinación de la sabiduría de hielo azul a los clientes con mayor tecnología nueva experiencia de belleza)
10. de detección y de los resultados de los análisis (inteligente recomendación de Enfermería de productos)

- **PALETA ULTRASONICA**

Principio: vibración ultrasónica fuerte de 28 kHz, exfoliación, desecho facial; eliminación de sustancias tóxicas y bacterias en la epidermis; promueve la circulación sanguínea, aumenta la elasticidad de la piel, mejora el efecto de las cicatrices y la eliminación del acné

- **ULTRASONIDO CONTORNO DE OJOS**

Principio: promueve la circulación sanguínea y mejora la regeneración celular a través de ondas ultrasónicas de frecuencia especial; 1 millón de veces por segundo de amplitud para quemar grasa; promueve la reparación celular dañada y promueve la producción de proteínas

- **IONIZADOR FACIAL**

Principio: penetrar en el cuerpo humano Microcorriente de 1 mA: penetrar los ingredientes efectivos en la piel, eliminar la suciedad y los cationes de la piel, estimular de forma cruzada la dermis, presionar los puntos de acupuntura y lograr efectivamente la onda eléctrica para mejorar el efecto de estiramiento de la piel.



ACCESORIOS

- Radiofrecuencia Bipolar
- Cabezal de Hydradermabrasión
- Cabezal de hydra abrasión con puntas de diamante
- Oxígeno pistola con pulverizador
- 4 Cabezal de
- Unidad Equipo



Hugo Beltran
3044050547



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

- **RADIOFRECUENCIA FACIAL**
- Función: posicionamiento para calentar el tejido, la dermis se vuelve más gruesa, las arrugas se vuelven más superficiales o desaparecen, la forma de colágeno subcutáneo se reorganiza, se produce nuevo colágeno y la piel se vuelve más tensa.
- **PISTOLA DE SPRAY OXIGENO**
- Principio: El dispositivo de inyección de oxígeno usa solo 21% de oxígeno en el aire para purificar más del 97% de oxígeno puro médico, luego lo libera bajo una presión de 0.2 Pa e inyecta en nuestra piel a través del instrumento.
- **ULTRASONIDO FACIAL**
- Principio: utilice la sonda ultrasónica para masajear la cara y disolver las células grasas. La energía eléctrica genera ondas ultrasónicas: las vibraciones de alta frecuencia transmiten ondas ultrasónicas; se transmiten en forma de onda continua o pulsada, y se genera calor fuerte y se convierte en energía térmica.
- **CABEZAL FRIO-CALOR**
- Función: aproximadamente 10 grados centígrados ayuda a la firmeza de la piel, mantiene la elasticidad, reduce los poros, reduce las arrugas, reduce el enrojecimiento de la piel, la hinchazón y el dolor, y resiste el crecimiento repetido del acné. Alrededor de 42 grados pueden ayudar a relajar los músculos, estimular la circulación sanguínea y acelerar las toxinas faciales, los puntos negros y la suciedad durante la limpieza profunda.

Para que esta indicada

- Puntos negros.
- Espinillas.
- Acné.
- Celulas muertas o suciedad.
- Ciatrices de acné
- Manchas cutaneas.
- Limpieza de secreción sebácea
- Arrugas
- Procesos inflamatorios
- Cicatrización
- Post operatorios
- Masaje terapéutico
- Rejuvenece la piel dañada por el sol: rostro, cuello, hombros, espalda, brazos y piernas.
- Reducir las manchas de la edad
- Minimizar la coloración de la piel con manchas
- Reducir el acné y las cicatrices superficiales de lesiones pasadas
- 5 Eliminar las espinillas y los puntos blancos
- 6.Reducir la piel grasa
- 7.Mejorar la salud general de la piel

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir autorización a su doctor
- Accutane (si se utiliza en el último año)
- Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
- Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
- Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
- Alergia
- Epilepsia (Terapia LED)
- No se debe aplicar en Áreas sensibles
- No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Características técnicas

- | | |
|-----------------------|---|
| • VacíoHg | • 700mm |
| • Control de salida | • Pantalla táctil y manejar interruptor |
| • Oro de RF | • Respuesta Rápida multipole (nivel de energía 10 Ajuste) |
| • Electroforesis | • 1MHZ (nivel de energía 10 Ajuste) |
| • Ultrasónico | • 1MHZ (nivel de energía 10 Ajuste) |
| • Martillo frío | • Refrigerado por agua y refrigerados por aire (nivel de energía 10 Ajuste) |
| • Peeling Ultrasónico | • 25KHZ (nivel de energía 10 Ajuste) |
| • Analizador de Piel | • 2000mmHgInterfaz10,1 pulgadas ordenador pantalla táctil |
| • Tensión de entrada | • 110-120V 50-60HZ 150AV |
| • Tamaño embalaje | • 51X39.5X62 cm |
| • Peso | • 38 Kg |

