

## LIPOSONIX + HIFU 2 EN1

LipoSonix es un dispositivo nuevo, que se ha utilizado de forma permanente en el extranjero para deshacerse de las células de grasa y reducir el tamaño de cintura. Utiliza las ondas de ultrasonido LipoSonix permanentemente para deshacerse de las células de grasa selectivamente.

Liposonix se deshace de estas células de grasa sin cirugía y con efectos secundarios mínimos o tiempo de inactividad.

Durante décadas, la gente ha estado tratando de eliminar la grasa de forma selectiva de las áreas problemáticas, el uso de cinturones, inyecciones, ejercicio y muchas otras técnicas de cirugía estética. Hasta ahora, la única manera de realmente eliminar la grasa de forma selectiva zona era de la liposucción. Ahora hay Liposonix

HIFU: Utiliza ultrasonido de alta energía enfocando la posición del tratamiento, para que el tejido de la piel cree el calor, Y crea células de fricción de alta velocidad para estimular el colágeno. Tal efecto de calor no dañará la epidermis, porque el acceso al tratamiento es muy rápido, sin tocar el tejido circundante y se puede pasar

Directamente al sistema de membrana tendón superficial (SMAS), por lo que se puede hacer piel firme mientras se tira del músculo Capa, cara delgada hasta el efecto progresivo

### En que consiste ???

A pesar de la popularidad del tratamiento, muchos todavía se preguntan: "¿Qué es Liposonix Y cómo funciona?" LipoSonix utiliza una tecnología especial llamado ultrasonido High-Intensity (HIFU) para provocar la muerte de células de grasa de forma segura y eficaz.

Concentrando la energía de ultrasonidos de LipoSonix a 1-2 cm por debajo de la superficie de la piel evita cualquier traumatismo o quemaduras en la piel y hace que el tratamiento más cómodo.

Las células de grasa están interrumpidas por el HIFU, resultando en un promedio de 4-5 cm (1, 5-2 cm) reducción de Cintura 2-3 pulgadas de tamaño más pequeño de manera inmediata.

## Ventajas de Equipo

1. Tratamiento no quirúrgico: No hay inyección, no hay herida, no a las drogas, sin anestesia en todo el proceso de tratamiento.
2. Seguridad: Se realiza de forma selectiva los efectos de una de las células de grasa de destino, destruir la células de grasa a fondo, y A continuación, la grasa se eliminan los vende por la absorción y la descomposición del cuerpo humano Endógeno natural del metabolismo.
3. El diseño inteligente: El control inteligente, la función táctil, visual de interfaces, fácil de aprender, seguro y cómodo.
4. Comodidad: Todo el tratamiento es cómodo, sin necesidad de llevar un corsé moldeador, no hay tiempo de inactividad, sin ningún tipo afecta a la elevación normal y el trabajo.
5. Los resultados: Después de un tratamiento 2cm se reducirá la grasa; Después de 3 tratamiento de 5-8 cm, se eliminará la grasa. Los resultados adelgazantes notable sin rebote.



### ACCESORIOS

- Unidad principal
- Cartuchos 1.3 / 0.8 CM
- Cartuchos 1.5 ; 3.0; 4.5 mm
- Cabezal de ultrasonido Corpral
- Cabezal de Ultrasonido Facial
- Cable de Poder.
- Soporte de Cartuchos.

Hugo Beltran  
3044050547



Oficina  
(1) 7039428



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97  
Centro comercial Plaza  
Aventura  
Bogotá D.C.

## Contraindicaciones

---

- Heridas abiertas o lesiones en el área del tratamiento.
- Acné severo o quístico en la zona a tratar.
- Pacientes con implantes activos (marcapasos).
- Personas con implantes metálicos, rellenos dérmicos o implantes en la área a trabajar.
- Queloides existente o individuos con tendencia a desarrollarlos.
- Gente que consuma anticoagulantes o tengan trastornos hemorrágicos o con disfunción hemostática.
- Embarazos o períodos de lactancia.
- Niños.
- Pacientes con enfermedades sistémicas activas o cutáneas que puedan alterar la cicatrización.
- Individuos con herpes simple.
- Personas con enfermedades autoinmunes.
- Diabéticos.
- Epilépticos.
- Gente con parálisis de Bell.

## Tratamientos (sesiones)

---

Solo una vez, los resultados finales se observan pasados 1 o dos meses. Incluso, en algunos casos, no son visibles hasta los 6 meses. Sea cual sea la experiencia, es posible ver la contracción inmediata de los tejidos desde la primera aplicación.

## Características técnicas

---

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Características técnicas | <ul style="list-style-type: none"><li>• La interfaz de funcionamiento</li><li>• Alimentación de entrada.</li><li>• La frecuencia</li><li>• Profundidad De Cartuchos</li><li>• Profundidad De Cartuchos</li><li>• Fuente de alimentación</li><li>• La dimensión</li><li>• Peso Bruto</li><li>• Longevidad Cartucho Coproral</li><li>• Longevidad Cartucho facial</li><li>• Un disparo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 pulgadas de Pantalla táctil a color</li><li>• 180 W</li><li>• 7 Mhz - 4Mhz</li><li>• 1.3Cm/0.8cm Corporales</li><li>• 1.5 mm ; 3.0 mm; 4.5 mm</li><li>• AC 110V 60 Hz.</li><li>• 42x42x24cm</li><li>• 12 Kg.</li><li>• 525 disparos.</li><li>• 10.000 Disparos</li><li>• 575 puntos corporal</li></ul> |
|--------------------------|--|---|

