

Hydrfacial Portátil

En que consiste

- **PISTOLA DE OXIGENO** Inyección de oxígeno A través de la alta presión de inyectar oxígeno, activando la actividad de las células de la piel y mejorar el metabolismo de las células de la piel, y el envejecimiento, el blanqueamiento, cura los ciclos oscuros, el acné, para mejorar la piel sensible.
- **DERMOABRASIÓN:** con agua es una nueva y emocionante tecnología que combina la eficacia de la microdermoabrasión, el sistema de vacío y el nuevo sistema de hidratación Aqua Fuse. Solo se usa agua, incluye un chorro de agua, un compresor de aire, una válvula de control de flujo bidireccional, un contenedor purificado y un tanque de aguas residuales.



HYDRAFACIAL
PORTÁTIL



ACCESORIOS

- Oxígeno pistola mango
- 9 Puntas de Hydradermabrasión
- Dispositivo de mando
- Cable de poder.



Hugo Beltran
3044050547



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

Para que esta indicada

- Puntos negros.
- Espinillas.
- Acné.
- Celulas muertas o suciedad.
- Ciatrices de acné
- Manchas cutaneas.
- Limpieza de secreción sebácea
- Arrugas
- Procesos inflamatorios
- Cicatrización

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir autorización a su doctor
- Accutane (si se utiliza en el último año)
- Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
- Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
- Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
- Alergia
- Epilepsia (Terapia LED)
- No se debe aplicar en Áreas sensibles
- No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Características tecnicas

Características tecnicas	Medidas	42*45*43cm
	Voltaje	110-120 ~V
	Potencia de trabajo	36 W
	Volumen del Spray	1.4 Lmp/min
	De presión de succión	100 kpa
	Frecuencia	50Hz/60Hz