

## F-822 Vacumterapia profesional

La vacumterapia es un tratamiento no invasivo que busca, a través de aparatos seccionadores, drenar el tejido adiposo movilizándolo la grasa localizada hacia el sistema linfático

## En que consiste

Es una técnica de vacío aplicado al tejido para provocar un estímulo circulatorio, de drenaje linfático, y desfibrosante o descontracturante. Consiste en una succión y rotación para conseguir movilizar la grasa.

## Cuales son los efectos

- Mejoría de la celulitis.
- Mayor firmeza en la piel
- Reducción de medidas
- Pérdida de peso.
- Piel tonificada.
- Piel más lozana e hidratada
- Menos flacidez.
- Elevación de los glúteos

## Para que esta indicada

- Grasa localizada.
- Celulitis.
- Contractura muscular.
- Estrías.
- Combate y elimina la flacidez.
- Limpia los poros y desintoxica la piel.
- Es una ayuda adicional posterior a una cirugía estética.
- Eleva los senos y glúteos.



## ACCESORIOS

- 1 módulo de control
- 12 copas
- 2 mangueras

Hugo Beltran  
3044050547



Rafael Contreras  
3105659124



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97  
Centro comercial Plaza  
Aventura  
Bogotá D.C.



## Contraindicaciones

---

- Fragilidad vascular.
- Tumores.
- Hipertensión arterial no controlada (puesto que, al drenar el sistema linfático, éste desemboca al torrente sanguíneo, por lo que puede aumentar, de forma transitoria la presión sanguínea).
- Embarazo, durante el cual se evitar a tratar el abdomen y áreas colindantes.
- Tratamiento con anticoagulantes.
- Flebitis y trombosis.
- Afecciones de la piel (erupciones, infecciones, inflamación, heridas): evitar la zona conflictiva.
- En hernias y varices evitar la zona conflictiva.
- Cuidado con diabéticos.
- Cuidado con la zona umbilical e inguinal (utilizar presiones bajas).

## Tratamientos (sesiones)

---

La media de sesiones se sitúa entre 10 y 15, aunque es posible que a partir de la 8ª sesión notes sus beneficios. Si tienes mucha celulitis durará varios meses ya que irás acudiendo al centro en intervalos de tiempo programados.

## Características técnicas

---

Medidas y peso	Medidas de embalaje (cm)	49x45x18.5
	Peso bruto (kg)	6.5
Parametros de trabajo	Potencia	66W
Características técnicas	Tensión	110-120 ~V
	Frecuencia	50 Hz-60 Hz
	Voltaje	110 VAC