

F-330 Multifuncional facial

Equipo de belleza que combina 5 funciones: guantes de alta conductividad, BIO-lifting facial, espátula de exfoliación mediante ultrasonidos, corriente galvánica y ultrasonidos. Ideal para recuperar la elasticidad de la piel estimulando la circulación sanguínea y las fibras de colágeno, facilitar la penetración de activos en la piel y contribuir a la eliminación de manchas cutáneas.

En que consiste

- Biolifting es una técnica médica no quirúrgica que recupera el volumen perdido y la estructura de la piel, aportando tensión y firmeza a la misma, estimulando la formación natural de colágeno.
- Corrientes galvanicas. Usan dos diodos con forma de rodillo o bola que generan un flujo sostenido de electrones de un polo positivo al otro negativo. Así, mediante la iontoforesis (o traslado de iones), se facilita la penetración de activos en la piel para realizar tratamientos de limpieza facial profunda.
- Peeling. La espátula de acero quirúrgico emite ondas sonoras que no pueden ser escuchadas por el oído humano. Son estas ondas las que destruyen la parte mas superficial del tejido celular sin dañar las capas inferiores, que en teoria son las que deberian estar sanas y es donde se activará la síntesis de colágeno y elastina y de esta forma se puede hacer una limpieza profunda.
- Ultrasonidos. son vibraciones mecanicas que actuan aumentando el calibre vascular (vasodilatación) y por ende el flujo sanguineo, especialmente a nivel dermico esto trae aparejado un incremento en los niveles de nutricion y oxigenacion de las celulas cutaneas generando así un apiel mas tersa y suave.

Cuales son los efectos

- Vasodilatación
- Elimina células muertas
- Vigoriza, rejuvenece y rehabilita la piel
- Da luminosidad al rostro y cuello
- Renovación de tejido cutáneo
- Sonoforesis, Iontoforesis
- Estimula la producción e colageno y elastina.
- Efecto tensor y lifting



ACCESORIOS

- Cabezales de galvánica x 4
- Cabezal ultrasonido facial
- Cabezal ultrasonido corporal
- Guantes de electroestimulación
- Cabezales de biolifting
- Peeling ultrasónico



Hugo Beltran
3044050547

Rafael Contreras
3105659124



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.



Contraindicaciones

- Marcapasos (cualquier aparato electrico o rítmico de regulación del corazón).
- Embarazo
- Enfermedades de la piel
- Operaciones (en los últimos 6 meses)
- Implantes de silicona.
- Dermatitis.
- Ezcemas.
- Piel atópica.
- Infecciones de la piel por hongos.
- Casos de acné severo.
- Enfermedades cutaneas.
- durante el embarazo y lactancia.

Características tecnicas

Medidas y peso	Medidas de embalaje (cm)	49,5x48,5x22,5
	Medidas del aparato (cm)	33x27,5x10 cm
	Peso bruto (kg)	5.4
	Peso neto (kg)	4.3
Características tecnicas	Potencia de trabajo	1 a 3 MHz
	Tensión	110-120 ~V
	Frecuencia	50 Hz-60 Hz