

## F-815 Multifuncional facial

Equipo de belleza que combina 5 funciones: alta frecuencia, ultrasonidos, corriente galvánica y succión y pulverización.

### En que consiste

#### ALTA FRECUENCIA

Instrumento de alta frecuencia para higienes faciales. Utilizado para desinfectar, eliminar bacterias y cerrar el poro despues de la extracción de puntos negros.

#### ULTRASONIDO

Instrumento de ultrasonidos con electrodo facial y orbicular. Los ultrasonidos emiten dos tipos de ondas (continua y pulsada) a escoger según el tratamiento a realizar.

#### CORRIENTE GALVANICA

Instrumento galvánico de corriente continua e intensidad constante. Utilizado para facilitar la penetración de activos y para realizar tratamientos de limpieza facial profunda.

#### SUCCION Y PULVERIZACIÓN

Instrumento de succión y pulverización utilizado para estimular la microcirculación, mejorar el metabolismo de la piel y facilitar la eliminación de residuos.

### Para que esta indicada

- Elimina células muertas
- Reduce estrías y celulitis
- Vigoriza, rejuvenece y rehabilita la piel
- Da luminosidad al rostro y cuello
- Cierra los poros después de un tratamiento facial
- Renovación de tejido cutáneo
- Sonoforesis
- Iontoforesis
- Higiene de la piel
- Limpieza de poros
- Limpieza de secreción sebácea
- Suaviza las arrugas
- Procesos inflamatorios
- Cicatrización
- Post operatorios
- Masaje terapéutico



### ACCESORIOS

- Electrodo 1
- Electrodo 2
- Electrodo 3
- Electrodo 4
- Manípulo alta frecuencia
- Sonda ocular pequeña
- Sonda facial pequeña
- Manípulo galvánico
- Cable galvánico
- Accesorios para galvanico 2
- Tubo
- Botella spray
- Manípulo de succión
- Cabezal de succión 1
- Cabezal de succión 2
- Cabezal de succión 3



Hugo Beltran  
3044050547

Rafael Contreras  
3105659124



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97  
Centro comercial Plaza  
Aventura  
Bogotá D.C.

## Contraindicaciones

---

- Marcapasos ( cualquier aparato electrico o rítmico de regulación del corazón).
- Embarazo
- Trombosis / Flebitis
- Enfermedades de la piel
- Operaciones (en los últimos 6 meses)
- Implantes de silicona
- Piel hipersensible o lesiones vascular

## Tratamientos (sesiones)

---

Segun diagnostico.

## Características técnicas

---

Medidas y peso	Medidas de embalaje (cm)	45x36x18.5
	Medidas del aparato (cm)	40.5x24x13
	Peso bruto (kg)	7
	Peso neto (kg)	6
Parametros de trabajo	Frecuencia de trabajo (ultrasonido)	1 MHz
	Potencia de trabajo (ultrasonido)	0.01-0.5W/cm <sup>2</sup>
	Frecuencia de trabajo (alta frecuencia)	180KHz
	Potencia de trabajo (galvanico)	5W
	Intensidad de trabajo (galvanico)	380-1000 microamperios
Características técnicas	Tensión	110-120 ~V
	Frecuencia	50 Hz-60 Hz
	Potencia de trabajo	70W
	Precion de succion	0~-0.075 MPa