

## Dermapen Dr Pen Ultima M7-C

### En que consiste

La pluma Derma es automática y recargable es fácil de usar. ¡No tienes que comprar uno nuevo cada tomé Sólo reemplazar la aguja! La longitud es ajustable para diferentes tamaños de en las áreas y con fines de el tratamiento es más conveniente tratar áreas estrechas como la nariz, alrededor del ojo o la boca.

### ¿Lo que el dr. Pen ULTIMA M7 puede hacer?

- Una arruga eliminación de acné mejorar cicatriz rejuvenecimiento
- El enfoque estrecho de el sitio (glabellum... arruga cicatriz)
- reducir los poros
- TRATAMIENTO DE striate gravídica
- mejorar arrugas y líneas finas
- el tratamiento de las cicatrices de acné y la curación de heridas
- Micro pigmentación derma pluma es muy eficaz para tipos de tratamientos para el cuidado de la piel

### Características tecnicas

#### Características técnicas

De entrada y salida	AC 100 ~ 240V 50 ~/60Hz DC 5V 1000MA
Adaptador	5V 1000mA
Agujas que puede usar	9,12 de 24,36 42 nano
Longitud de la aguja	0,25-2,5mm
Modo de potencia	Inalámbrico y con cable
Control de velocidad	5 niveles
Agujas material	Acero inoxidable y aleación de titanio
Tamaño 126*23(mm)	
Paquete 170*130*60mm	7.000 - 13.000
RPM	



Hugo Beltran  
3044050547

Oficina  
(1) 7039428



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97  
Centro comercial Plaza  
Aventura  
Bogotá D.C.