

## Multifuncional hydra facial 8 en 1

Equipo de belleza que combina 8 funciones

### En que consiste

- **PISTOLA DE OXIGENO** Inyección de oxígeno A través de la alta presión de inyectar oxígeno, activando la actividad de las células de la piel y mejorar el metabolismo de las células de la piel, y el envejecimiento, el blanqueamiento, cura los ciclos oscuros, el acné, para mejorar la piel sensible.
- **DERMOABRASIÓN:** con agua es una nueva y emocionante tecnología que combina la eficacia de la microdermoabrasión, el sistema de vacío y el nuevo sistema de hidratación Aqua Fuse. Solo se usa agua, incluye un chorro de agua, un compresor de aire, una válvula de control de flujo bidireccional, un contenedor purificado y un tanque de aguas residuales.
- **SCRUBBER:** La piel es el órgano más grande del cuerpo, compuesto por la estructura multicapa, mientras que la capa de colágeno que decodifica la piel se reblandece y la flexibilidad se volverá más vieja a medida que la gente envejece.
- **BIO:** eliminación de arrugas simula la corriente biológica emitida por el cerebro, compatible con una técnica de operación profesional para levantar la piel con diferentes niveles acelerar la circulación sanguínea de la piel, aumentar el metabolismo y promover la regeneración de células de la piel y reparación de colágeno para ayudar a restaurar la elasticidad, elimine con eficacia las arrugas, elimine las ojeras y la bolsa.
- **PUNTAS DE ABRASIÓN:** es una tecnología de reparación de piel no quirúrgica, mediante el uso de cabezas de diamante estériles para erosionar o frotar la capa superior de la piel, luego aspirando las partículas junto con la suciedad y la piel muerta para eliminar restos de piel, imperfecciones, imperfecciones, arrugas y pigmentación no deseada.
- **COLORS PDT LED:** Light El poder más penetrante, promoviendo el reciclaje y aumentando el contenido de oxígeno en la sangre, activando las células, mejorando la eficiencia energética, promoviendo la proliferación de colágeno, mejorando las arrugas, tratamiento eficaz del envejecimiento, relajación de la piel y absorción profunda de los productos.
- **MESOTERAPIA PISTOLA:** Pistola para aplicación subdermica de productos, con alta precisión en su profundidad.



### ACCESORIOS

- Ultrasonido mango: 1 y 1 MHz
- Microcorriente Bio: mango
- Multipolar asa RF: 1 y 1 MHz
- Martillo frío
- Oxígeno pistola mango
- Mascarilla facial de LED
- Pistole de mesoterapia
- Unidad Equipo



Hugo Beltran  
3044050547



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-106  
Centro comercial Plaza  
Aventura  
Bogotá D.C.

## Para que esta indicada

- Puntos negros.
- Espinillas.
- Acné.
- Celulas muertas o suciedad.
- Ciatrices de acné
- Manchas cutaneas.
- Limpieza de secreción sebácea
- Arrugas
- Procesos inflamatorios
- Cicatrización
- Post operatorios
- Masaje terapéutico



## Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir autorización a su doctor
- Accutane (si se utiliza en el último año)
- Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
- Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
- Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
- Alergia
- Epilepsia (Terapia LED)
- No se debe aplicar en Áreas sensibles
- No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

## Características tecnicas

Características tecnicas	Pantalla LCD	Pantalla táctil LCD en color
	De presión de vacío	≤680mmHg
	Material	ABS Color Blanco
	Tensión de entrada	110 V - 50Hz/60Hz
	Poder	26 W
	Peso	8Kg
	Garantía	12 meses