

Multifuncional hydra facial

Equipo de belleza que combina 6 funciones

En que consiste

- **PISTOLA DE OXIGENO** Inyección de oxígeno A través de la alta presión de inyectar oxígeno, activando la actividad de las células de la piel y mejorar el metabolismo de las células de la piel, y el envejecimiento, el blanqueamiento, cura los ciclos oscuros, el acné, para mejorar la piel sensible.
- **DERMOABRASIÓN:** con agua es una nueva y emocionante tecnología que combina la eficacia de la microdermoabrasión, el sistema de vacío y el nuevo sistema de hidratación Aqua Fuse. Solo se usa agua, incluye un chorro de agua, un compresor de aire, una válvula de control de flujo bidireccional, un contenedor purificado y un tanque de aguas residuales.
- **BIO:** eliminación de arrugas simula la corriente biológica emitida por el cerebro, compatible con una técnica de operación profesional para levantar la piel con diferentes niveles acelerar la circulación sanguínea de la piel, aumentar el metabolismo y promover la regeneración de células de la piel y reparación de colágeno para ayudar a restaurar la elasticidad, elimine con eficacia las arrugas, elimine las ojeras y la bolsa.
- **Martillo frío** La temperatura de la superficie fría del dispositivo puede bajar a 5 °C. Para que pueda hacer que la piel del rostro sea apretada, suave y detallada la vena de liberación curvada y la inflamación de manera eficiente.
- **RadioFrecuencia:** El calentamiento profundo de la RF afecta la electrónica del tejido con la respuesta biológica de la movilidad electrónica de polarización a través de los tejidos humanos, el resultado es que la electrónica se forma a medida que las moléculas se tuercen y se aplastan unas contra otras para que se produzca bioenergía, con lo que la piel se calienta profundamente para estimular la contracción del colágeno inmediatamente, Para estimular la secreción de nuevo colágeno para llenar el hueco de pérdida de atrofia de colágeno, reorganizar para reconstruir el marco suave de la piel, y finalmente reafirmar la piel, eliminar arrugas, restaura la elasticidad y el brillo de la piel.



ACCESORIOS

- Ultrasonido mango: 1 y 1 MHz
- Microcorriente Bio: mango
- Multipolar asa RF: 1 y 1 MHz
- Martillo frío
- Oxígeno pistola mango
- Unidad Equipo

Hugo Beltran
3044050547



Oficina
(1) 7039428



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20
Local 2-106
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

Para que esta indicada

- Puntos negros.
- Espinillas.
- Acné.
- Celulas muertas o suciedad.
- Ciatrices de acné
- Manchas cutaneas.
- Limpieza de secreción sebácea
- Arrugas
- Procesos inflamatorios
- Cicatrización
- Post operatorios
- Masaje terapéutico

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir autorización a su doctor
- Accutane (si se utiliza en el último año)
- Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
- Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
- Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
- Alergia
- Epilepsia (Terapia LED)
- No se debe aplicar en Áreas sensibles
- No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Características tecnicas

Características tecnicas	Medidas	42*45*43cm
	Voltaje	110-120 ~V
	Potencia de trabajo	350W
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Peso	8 kilos
	Ultrasonido	3 Mhz
	Radiofrecuencia	1 Mhz